

UmbiDip

Für ein superschnelles Austrocknen der Nabelschnur



Unmittelbar nach der Geburt ist die Nabelschnur eine offene Verbindung zur Außenwelt. Dies ist die ideale Gelegenheit für Keime, in den Körper der empfindlichen Tiere einzudringen. Je schneller die Nabelschnur trocknet, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit einer Infektion. UmbiDip sorgt dafür, dass die Nabelschnur nach 4 Stunden nahezu eingetrocknet ist.

Nabelschnüre, die unmittelbar nach der Geburt mit UmbiDip behandelt werden, trocknen 30-50 % schneller aus als mit Jod behandelte Nabelschnüre. Wenn die Nabelschnur schnell austrocknet, sinkt auch das Ansteckungsrisiko schnell. UmbiDip ist eine gute Alternative zu Jod, da es nicht ätzend ist, keine Gase freisetzt und keine Antibiotika enthält.

Die Inhaltsstoffe von UmbiDip sind für Mensch, Tier und Umwelt unbedenklich.

Durch Eintauchen der Nabelschnur von neugeborene Tiere in UmbiDip sind sie vollständig geschützt. Das Dippen der Nabelschnur dauert nur wenige Sekunden. Dank der gefärbten Lösung lässt sich leicht erkennen, welche Tiere bereits behandelt worden sind.

Vorteile


- Ultraschnelles Eintrocknen der Nabelschnur
- Effektive Alternative zu 7 % / 10 % Jod
- Gefärbte Lösung
- Effizient
- Sicher in der Anwendung ►



Die Texte und das Layout wurden mit der größten Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch können daraus keine Rechte abgeleitet werden. Heemskerk International B.V. und verbundene Unternehmen können nicht für eventuell falsche Informationen jeglicher Art haftbar gemacht werden. Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Produkte ist es möglich, dass Abbildungen optisch nicht mit der Realität übereinstimmen. Copyright Heemskerk International B.V.

Heemskerk GmbH
T: +49 (0)800 - 1808990
(kostenlos)

info@heemskerk-dairy.com
www.heemskerk-dairy.com





Ferkel nach Behandlung



Ziegenlamm nach Behandlung

